

TEKRA RT

Tekra RT rappresenta una novità unica nel campo del **trattamento del dolore e della rigenerazione dei tessuti**. Questo dispositivo consente di utilizzare la diatermia profonda di tipo resistivo. Riattiva e promuove i meccanismi di autoriparazione corporei. L'applicazione, possibile immediatamente a seguito di un trauma, può essere ripetuta più volte alla settimana grazie all'assenza di controindicazioni o effetti collaterali. **Come funziona?** La Tekra RT applica, nella zona trattata, il principio della resistenza che genera un flusso di cariche elettriche già presenti nei tessuti sotto forma di ioni. La corrente viene creata attraverso il movimento di attrazione e repulsione delle particelle elettriche. Questa azione porta ad una intensa stimolazione cellulare, a vasodilatazione e all'aumento della temperatura interna, **innescando velocemente i naturali processi riparativi dell'organismo**. In tal modo Tekra RT consente una **rapida diminuzione del dolore, la riduzione degli strappi muscolari il veloce assorbimento degli edemi**.

Il dispositivo è dotato di ampio Display a colori da 4,3" con tecnologia touch screen per un facile utilizzo, un elettrodo di riferimento in acciaio e un set di elettrodi resistivi di varie misure per la terapia delle varie parti del corpo.



DOTAZIONE DI BASE

- Manipolo resistivo
- Set elettrodi resistivi in acciaio inox 40,60,80mm
- 1 Piastra di riferimento in acciaio inox
- Crema TEKRA
- Alimentatore
- Manuale d'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230V – 50/60Hz

Potenza: 300W

Numero canali d'uscita: 1 resistivo

Numero programmi: 27 programmi preimpostati

Frequenza di lavoro: 500KHz Resistivo

Video: Display da 4,3" a colori con touch screen

APPLICAZIONI

- Traumatologia ossea
- Traumatologia tendinea
- Algie acute
- Algie croniche
- Patologie osteoarticolari